



АНАЛИТ

WWW.ANALIT-SPB.RU

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

 **SHIMADZU**
Excellence in Science

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС на базе газового хроматографа **GC-2010 PLUS** (Shimadzu) для определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов в нефти по ГОСТ 50802-95 и МВИ М-02-2305-10

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

ГОСТ Р 50802-95 НЕФТЬ. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов.

МВИ М-02-2305-10 Методика измерений массовой доли сероводорода, метил- и этилмеркаптанов методом газовой хроматографии с использованием капиллярных колонок и обратной продувки (разработана лабораторией ООО «Аналит», аттестована ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева)



ДИАПАЗОН ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ:

Сероводород	0,5 – 200 ppm
Метилмеркаптан	1,0-300 ppm
Этилмеркаптан	1,0-400 ppm

СОСТАВ КОМПЛЕКСА:

- Газовый хроматограф GC 2010 Plus с пламенно-фотометрическим детектором
- Колонка газохроматографическая капиллярная с полидиметилсилоксановой фазой
- Предколонка газохроматографическая
- Кран автоматический переключающий восьмипортовый
- Набор аттестованных газовых смесей

WWW.ANALIT-SPB.RU

199106, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
26-я линия В.О., д. 15, корп. 2, лит. А, офис 9.06
Тел./факс: (812) 325-5502, 325-4008
info@analit-spb.ru

Офис в МОСКВЕ: (495) 640-7631
Офис в УФЕ: (347) 233-8831
Офис в Н. НОВГОРОДЕ: (831) 228-4685 (87)
Офис в КАЗАНИ: (843) 519-4617